

Luo potilas


Lisää potilas aktiivisen toimipaikan potilasrekisteriin.

1

Avaa potilastietokanta

Olet tässä: Potilastietokannassa näkyvät aktiivisen toimipaikkasi potilaat.

Toimi näin: Tarkista ennen jatkamista, että työskentelet oikeassa toimipaikassa.



Valmis, kun: Potilastietokanta-otsikko ja Luo potilas -painike näkyvät.

2

Aloita rekisteröinti

Olet tässä: Olet potilasrekisterissä.

Toimi näin: Valitse Luo potilas.

The screenshot shows the 'Potilaat' (Patients) section of the PhysioWorkplace application. The left sidebar contains navigation links: 'Kojelauta' (Dashboard), 'Potilaat' (selected), 'Ohjelmat' (Programs), 'Harjoitukset' (Exercises), and 'Omat suosikkini' (My favorites). The main content area is titled 'Löydä etsimäsi potilas' (Find the patient you are looking for) and includes a search bar with the placeholder 'Hae nimellä' (Search by name). Below the search bar are navigation arrows and a 'Tyhjennä suodattimet' (Clear filters) button. A notification badge with the number '2' is next to a '+ Luo potilas' (Add patient) button. The search results show '0 potilasta' (0 patients) and a message 'Potilaita ei löytynyt.' (No patients found).

DEV PhysioWorkplace
Klininen työtila

Potilaat
Meadow Arc Rehab

R Robin Ek
physio-218ce06f-8f54...

Klininen työ

Löydä etsimäsi potilas

Näe aktiiviset potilaasi tai hae työpaikkasi potilasrekisteristä, jos sinulla on siihen oikeus.

2 + Luo potilas

Hae nimellä

← → Tyhjennä suodattimet

0 potilasta

Potilaita ei löytynyt.

Valmis, kun: Uuden potilaan lomake avautuu.

3

Täytä potilastiedot

Olet tässä: Uuden potilaan lomake on avoinna.

Toimi näin: Täytä potilaan etu- ja sukunimi ja tarkista tiedot.

DEV PhysioWorkplace
Kliininen työtila

Potilaat
Meadow Arc Rehab

Kliininen työ
Löydä etsimäsi potilas
Näe aktiiviset potilaasi tai hae työpaikkasi potilasrekisteristä, jos sinulla on siihen oikeus.

Hae nimellä

0 potilasta

Potilaat ei

POTILAAT
Luo potilas

Luo potilas
Perustiedot voidaan laajentaa myöhemmin.

Etunimi
Alex

Sukunimi
Lind

Henkilötunniste *
Valitse myöntäjämaa ja syötä potilaan tunnistus.
SE 19121212-1212

☐ Potilaalla ei ole tuettua tunnistetta

Valmis, kun: Molemmissa nimikentissä ovat oikeat tiedot.

4

Tallenna potilas

Olet tässä: Potilastiedot on täytetty ja tarkistettu.

Toimi näin: Valitse Tallenna.

DEV PhysioWorkplace
Klininen työtila

Potilaat
Meadow Arc Rehab

Klininen työ

Löydä etsimäsi potilas

Näe aktiiviset potilaasi tai hae työpaikkasi potilasrekisteristä, jos sinulla on siihen oikeus.

Hae nimellä

0 potilasta

Potilaat

POTILAAT

Luo potilas

Perustiedot voidaan laajentaa myöhemmin.

Etunimi
Alex

Sukunimi
Lind

Henkilötunniste *
Valitse myöntäjää ja syötä potilaan tunnistus.
SE 19121212-1212

☐ Potilaalla ei ole tuettua tunnistetta

Valmis, kun: Potilaan sivu avautuu ja nimi näkyy sivun yläosassa.

5

Luo potilaan ohjelma

Olet tässä: Potilas on tallennettu ja potilassivu on avoinna.

Toimi näin: Valitse Luo potilasohjelma.

The screenshot shows a web application for patient management. At the top, the user is identified as Alex Lind with ID 19121212-...... The main area is titled 'Ei valittua potilasohjelmaa' (No selected patient program) and contains a message: 'Luo tyhjä potilasohjelma tai lisää malli tai harjoitus kirjastosta.' (Create a blank patient program or add a template or exercise from the library). A red circle with the number 5 highlights the '+ Luo potilasohjelma' button. On the right, there is a search bar with the text 'Etsi ohjelmia, tunteita, ruumiinosia- tai harjoituksia' (Search for programs, feelings, body parts- or exercises). Below the search bar are filters for 'Ohjelmat 2' (Programs 2) and 'Harjoitukset 13' (Exercises 13). Two program cards are visible: 'Toimistotyö – liikuntatauko' (Office work – exercise break) and 'Polven nivelrikko – perusohjelma' (Knee osteoarthritis – basic program). Each card includes a list of exercises and a description.

Valmis, kun: Tyhjä potilasohjelma avautuu.