

Bekreft pasienttilkoblingen

Kontroller at pasienten har godkjent invitasjonen, og at tilkoblingen til arbeidsplassen er aktiv.

1

Kontroller statusen

Her er du: Pasientens Connect-panel viser resultatet av invitasjonen.

Slik gjør du: Kontroller at statusen er Tilkoblet.

The screenshot displays a web interface for managing patient accounts. The main area shows a message: "Pasienten har ikke valgt program" (The patient has not chosen a program), with instructions to create a new program or add an exercise from the library, and a button "+ Opprett pasientprogram". A sidebar on the right contains a search bar, navigation arrows, and icons for different patient activities. A top-right panel, titled "DEL MED PASIENT Existing Account", shows the connection status. A red box highlights the "Tilkoblet" (Connected) status, indicating that the patient has approved the connection to the workplace and no new QR code is needed. Below this, there are checkboxes for "Jeg har kontrollert pasientens identitet etter arbeidsplassens rutine" and "Pasienten har bekreftet at ingen passkey eller innlogget enhet kan brukes", followed by a button "Opprett QR og gjenopprettingslenke".

DEL MED PASIENT
Existing Account

+ Nytt program

Pasienten har ikke valgt program
Opprett et tomt pasientprogram, eller legg til en mal eller øvelse fra biblioteket.
+ Opprett pasientprogram

Søk program

Progr

Tilkoblet
Pasienten har godkjent tilkoblingen til arbeidsplassen.
Du trenger ingen ny Connect-QR-kode.

Opprett gjenopprettingslenke for pasienten
Bruk dette bare når den tilkoblede pasienten ikke lenger kan bruke en passkey eller en innlogget enhet. En ny lenke erstatter en tidligere gjenopprettingslenke.

☐ Jeg har kontrollert pasientens identitet etter arbeidsplassens rutine.

☐ Pasienten har bekreftet at ingen passkey eller innlogget enhet kan brukes.

Opprett QR og gjenopprettingslenke

Ferdig når: Panelet bekrefter at pasienten har godkjent tilkoblingen til arbeidsplassen.