

Se tidigare versioner av ditt program

Se ditt aktuella program och vad som har ändrats mellan tidigare versioner.

1

Kontrollera det uppdaterade programmet

Här är du: Din vårdgivare har skickat en uppdaterad version av programmet.

Gör så här: Kontrollera att den nya övningen visas i det aktuella programmet.




Klart när: Det aktuella programmet visar övningen som lades till i den senaste versionen.

2

Öppna alla leveranser

Här är du: Det aktuella programmet är öppet.

Gör så här: Välj Alla leveranser.




Klart när: Leveranshistoriken öppnas.

3

Kontrollera ändringen

Här är du: Leveranshistoriken är öppen.

Gör så här: Läs den senaste versionen och de ändringar som visas.



Klart när: Den senaste programversionen och den tillagda övningen visas.