

Log ind med passkey

Åbn patientportalen med en passkey, der er gemt på din enhed eller i din adgangskodeadministrator. Du behøver ingen adgangskode.

1

Brug din passkey

Her er du: Patientlogin viser valget Fortsæt med passkey.

Sådan gør du: Vælg Fortsæt med passkey, og følg anvisningerne på din enhed.




Færdig når: Patientportalen åbnes med overskriften Mine programmer.

2

Kontrollér portalen

Her er du: Patientportalen viser overskriften Mine programmer.

Sådan gør du: Kontrollér, at Mine programmer er åbnet.



Færdig når: Du er logget ind og kan se dine forbundne behandlere og programmer.