

Legg til en ny enhet

Bruk en enhet der du allerede er innlogget, for å koble til en ny enhet. Opprett en passkey på den nye enheten, og godkjenn den fra den innloggede enheten.

1

Start på en innlogget enhet

Her er du: Siden Innloggede enheter er åpen på en enhet der du allerede er innlogget.

Slik gjør du: Trykk på Legg til enhet.




Ferdig når: En QR-kode og knappen Kopier lenke vises for overføringen til den nye enheten.

2

Opprett en passkey på den nye enheten

Her er du: Overføringen er åpen på den nye enheten. En passkey er innloggingen din og lagres på enheten eller i passordbehandleren din.

Slik gjør du: Trykk på Opprett passkey.



Ferdig når: Overskriften Venter på godkjenning vises.

3

Godkjenn fra den innloggede enheten

Her er du: Den innloggede enheten viser Ny enhet venter når den nye enheten er klar.

Slik gjør du: Kontroller at du startet forespørselen, og trykk på Godkjenn med passkey.

SIKKERHET

Innloggede enheter

Logg ut enheter du ikke lenger bruker eller kjenner igjen.

Annen enhet

Logg ut

Datamaskin · Windows · Chrome

Sist brukt 22. sep. 2026, 13:52

Logget inn 22. sep. 2026, 13:52

Denne enheten

Datamaskin · Windows · Chrome

Sist brukt 22. sep. 2026, 13:52

Logget inn 22. sep. 2026, 13:52 (Denne enheten)

Ny enhet venter

Datamaskin · Windows · Chrome

Godkjenn bare hvis det var du som nettopp skannet QR-koden på den nye enheten.

3

Godkjenn med passkey

Avvis

Mistenker du uautorisert tilgang?

Alle enheter, også denne, logges ut. Du må logge inn igjen.

Logg ut alle enheter

Ferdig når: Forespørselen Ny enhet venter forsvinner etter godkjenningen.

4

Fortsett på den nye enheten

Her er du: Den nye enheten har mottatt godkjenningen og viser knappen Fortsett.

Slik gjør du: Trykk på Fortsett.



Ferdig når: Pasientportalen åpnes med overskriften Mine programmer.